



Artikelliste

6.030.221 NeoNet Master 250 WL
 6.030.218 M-Bus Abfragestation PW250

Hinweis zum Öffnen der WL250:
 Die Öffnung im unteren Bereich ist für die Plombierung.

Zum Öffnen des Gehäuses muss die flexible Leiste ganz unten gedrückt werden.

Index / Änderung	Datum	Name	Firma	Beschreibung	Ersteller:	Datum:
			NeoVac NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Eichaustrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch	NeoNet Master 250 WL / PW 250	HIA	31.01.2019
					Zeichng.-Nr.:	A
					Z4-190131A02-D	